

Medintim



**Active<sup>3</sup>**  
Erection System

**Vakuumtherapie bei Erektile Dysfunktion (ED)**

Medintim

Active<sup>3</sup><sup>®</sup>  
Erection System

Medintim

Aufsetzen der  
Führungshülsen  
und des Konus.

Active<sup>3</sup>  
Erection System

Medintim

Aufschieben eines  
Stauringes  
mit dem Konus.

Active<sup>3</sup>  
Erection System



Medintim

**Alternativ:  
Aufspannen  
des Stauringes  
mit den Händen.**

**Active<sup>3</sup>**  
Erection System

Medintim

Fertig zur  
Anwendung.



Active<sup>3</sup>  
Erection System



Medintim

**Anwendung am Körper**



Medintim

Auftragen  
von Gleitgel.

Active<sup>3</sup>  
Erection System



Medintim



Heranführen  
an den Körper  
und pumpen.

Active<sup>3</sup>  
Erection System

Medintim

Erzeugen einer Erektion  
durch Unterdruck  
im Zylinder.

Active<sup>3</sup>  
Erection System

Medintim

Stauring auf  
den Penis schieben.

Active<sup>3</sup>  
Erection System

Medintim

Erektion, durch Stauring  
gehalten (max. 30 Min.)

Active<sup>3</sup>  
Erection System



Medintim

**Nach der Anwendung:  
Stauring auseinander ziehen  
und entfernen.**

**Active<sup>3</sup>**  
Erection System

A close-up photograph of a man's hands. The left hand holds a clear, flexible plastic ring. The right hand holds a small, black, cylindrical object. A blue callout line points from the text 'Zustand nach der Anwendung.' to the man's penis, which is shown in an erect state. The background is a warm, orange-gold gradient.

Medintim

Zustand nach der Anwendung.

Active<sup>3</sup>  
Erection System



[www.medintim.de](http://www.medintim.de)

CE 0483

FDA registered device  
Made in Germany

# Medintim

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)



KESSEL Medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Germany  
+ 49 (0) 6105/203 720